



PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON OVALEAP®

ANTES DE LA INYECCIÓN

La estimulación ovárica consiste en inducir una ovulación múltiple mediante medicaciones hormonales. Este proceso se lleva a cabo para lograr la reproducción asistida, ya sea por inseminación artificial o in vitro. A continuación, describiremos los pasos a seguir para la correcta administración del tratamiento. Recuerde que debe mantener la/s inyección/es en frigorífico hasta 10 minutos antes de la administración, momento en que la sacará para que alcance temperatura ambiente.



El bolígrafo se lo entregarán en consulta de reproducción asistida y el cartucho con la medicación y las agujas se las entregarán en el Servicio de Farmacia tras la prescripción y validación por inspección médica.

IMPORTANTE: lávese cuidadosamente las manos y prepare el material que va a utilizar en una superficie limpia y que se encuentre a mano. Compruebe que es la medicación prescrita.

PREPARACIÓN DE LA OVALEAP PEN

La pluma de Ovaleap® viene en un estuche grande de color verde. Para el acople del cartucho con la medicación a la Ovaleap Pen® hay que seguir las siguientes instrucciones:

1. Destapar la pluma y desenroscar la parte superior.
2. Introducir el cartucho de manera que la goma gris quede en la parte superior y volver a enroscar la pluma.
3. Colocar la aguja subcutánea y retirar las protecciones.
4. Seleccionar la dosis girando la rueda de la parte superior de la pluma.
5. No inyecte el medicamento en una zona en la que la piel esté enrojecida, contusionada o endurecida.
6. Limpie la zona de inyección con alcohol o similar.
7. Sujete la pluma en una mano y con la otra forme un pliegue amplio de piel entre los dedos pulgar e índice, e introduzca la aguja verticalmente (ángulo de 90°) y en toda su longitud a través del pliegue cutáneo.





8. Una vez aparece la dosis seleccionada en la ventana de la pluma, se realiza la descarga empujando hacia abajo la pieza verde intermedia de la pluma (botón de inyección).
9. Deslizar el botón verde lateral y mantener pulsado unos segundos hasta que el rotor quede parado.
10. Retirar la pluma y desechar la aguja.
11. Guardar la pluma en su envase y conservar entre 2-25°, preferiblemente en nevera, hasta la próxima dosis.

