



RECOMENDACIONES A PACIENTES TRAS COLOCACIÓN DE HOLTER DE LARGA DURACIÓN NUUBO®

- La banda siempre estará estirada sobre el cuerpo.
- Carga de la grabadora: Desconectar la grabadora de la banda textil para cargar. Tiempo de carga:
 - Carga completa (4 días de autonomía): 1h 45 min.
 - Carga para 1 día de autonomía: 45 min.
- Colocar pasta conductora en la banda dos veces al día (con la banda ya colocada sobre el cuerpo).
- Limpieza de la banda diaria: Pasar por la banda una toalla húmeda para quitar el resto de gel.
- Se puede lavar a mano. No escurrir doblando la banda, ni secarla sobre calor directo (radiador...)
- No utilizar lociones, aceites ni cremas hidratantes en la zona del cuerpo donde va a colocarse la banda.
- Fijarse que el símbolo de REC esté siempre encendido intermitente. En modo de bajo consumo parpadea cada 5 seg.
- Rellenar el diario de síntomas.