



PAZIENTEENTZAKO GOMENDIOAK IRAUPEN LUZEKO NUUBO ® HOLTERRA

- Banda beti egongo da gorputzaren gainean luzatuta.
- Grabagailua kargatzea: grabagailua ehun-bandatik deskonektatzea kargatzeko. Kargadenbora:
 - Karga osoa (4 eguneko autonomia): 1 h 45 min.
 - Egun bateko autonomiarako karga: 45 min.
- Ore eroalea jartzea bandan egunean bitan (banda gorputzaren gainean jarrita).
- Eguneroko banda garbitzea: eskuoihal heze bat bandatik pasatzea, gelaren gainerakoa kentzeko.
- Eskuz garbi daiteke. Ez xukatzea banda tolestuz, eta ez lehortzea bero zuzenaren gainean (erradiadorea...)
- Loziorik, oliorik eta krema hidratatzailerik ez erabiltzea banda jarriko den gorputzaren inguruan.
- Erreparatzea REC sinboloa beti keinuka ari dela. Kontsumo baxu eran, 5 segundoan behin keinu egiten du.
- Sintomen egunerokoa bete.