



NUTRIZIO-PONPA GARBITZEKO JARRAIBIDEAK

Ez erabili garbiketa- edo desinfekzio-produkturik, baldin eta aparatuaren plastikozko zatiak kaltetu eta gaizki funtzionatzea eragin dezaketen substantzia erasokorrak baditu.

Erabili zapi leun heze bat edo toallatxoak.

- Ponpa itzalita egon behar da.
- Elikadura elektrikoko kableak eta gainerako kableek deskonektatuta egon beharko dute.
- Ponpa euskarritik deskonektatuta egon behar da.
- Jarri ponpa eta euskarria gainazal garbi batean edo erabili eta botatzeko estalki batean.
- Garbiketan, ez piztu ponpa, bateriako atean likidorik ez isurtzeko.
- Erabili erabili eta botatzeko eskuoihalak zikinkeriarik nabariena kentzeko.
- Garbitu arretaz ponparen gainazal guztiak (estalkia, teklatura, torlojututako eremuak, euskarriaren konexio-eremua, atea, etab.) goitik behera. Garbitu arretaz mekanismoa eta sentsoreen eremua.
- Gutxienez minutu bat garbitzea gomendatzen da (minutu batez nabarmen heze egon dadin utzi), materia organiko guztia disolbatu eta ezabatu arte.
- Ezin da likidorik sartu, iragazi edo tantaka ibili ponparen estalkian.
- Erabili kotoi bat ukipen-larakoak garbitzeko.
- Garbitu elikatze-kablea.
- Utzi gailua erabat lehortzen giro-tenperaturan.
- Garbitu ponpa eta euskarria elikagaiak edo botikak kutsatzen direnean, edo gutxienez astean behin. Garbitu ondoren, ponpa lehortzen utzi behar duzu 5 bat minutuz, piztu edo korrontera konektatu aurretik.

KONTSULTETARAKO ETA BONBA ENTERALA ITZULTZEKO TELEFONO ZENBAKIAK,

8: 00ETATIK 15:00ETARA, ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

- Santiago Ospitaleko Nutrizioko erizaina: 648425404.
- Txagorritxuko Ospitaleko Nutrizioko erizaina: 945007000; azalera: 815050.

Arratsaldeetan, asteburuetan eta jaiegunetan, premiazko laguntza behar izanez gero, guardiako ikuskatzailearekin harremanetan jarri egoitza bakoitzeko telefonora deituz:

Txagorritxu: 945007000

Santiago: 945007007