



RECOGIDA DE ESPUTO PARA CULTIVO CONVENCIONAL

MATERIAL NECESARIO

Recipiente estéril de boca ancha



TÉCNICA DE RECOGIDA DE MUESTRA

1. Preferentemente se recogerá la primera muestra de la mañana.
2. Enjuagar la boca con agua; de tener dentadura postiza, retirarla antes de recoger el esputo.
3. Obtener el esputo tras una expectoración profunda directamente en el contenedor estéril.
4. Una vez recogida la muestra, identificar el recipiente con nombre y apellidos del paciente junto con fecha y hora de la toma de la muestra.

CANTIDAD

- Si es posible, 5 a 10 ml.
- Una única muestra, apropiadamente recogida, debe ser suficiente para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio inferior que no sean micobacterias u hongos.

PLAZO DE ENTREGA EN EL LABORATORIO

- Máximo: 24 horas.
- De no enviarse de inmediato al laboratorio, refrigerar a 2-8°C.