



GERNUA JASOTZEA MIKOBAKTERIOAK AZTERTZEKO

BEHARREZKO MATERIALA

Ontzi esteril kontserbatzailerik gabea (aho zabaleko flaskoa)



LAGINAK HARTZEKO TEKNIKA

1. Goizeko lehen gernua jaso (100 mL-eko bolumena).
2. Garbitu genitalak urarekin eta xaboiarekin eta lehortu eskuoihal garbi batekin.
3. Emandako ontzian mikzioaren gernu guztia jasoko da.
4. Lagina jaso ondoren, identifikatu ontzia pazientearen izen-abizenekin, lagina hartu den egunarekin eta orduarekin batera.
5. Hiru lagin bilduko dira hiru egunetan.
6. 2-8 °C-tan hoztuko da laborategira bidali arte.

KOPURUA

- 100 mL-ko bolumena.
- Hiru egun ezberdinetan hiru lagin hartzea gomendatzen da.

LABORATEGIAN ENTREGATZEKO EPEA

- Gomendatua: bigarren edo hirugarren lagina entregatu arte (48-96 ordu).
- Laborategira berehala bidaltzen ez bada, hoztu 2-8 °C-tan.