



OXIUROEN EDO ZIZAREEN IKERKETA (GRAHAM TESTA)


BEHARREZKO MATERIALA

- Beirazko objektuak eramateko gailua
- Zelo gardena
- Zuraren mihiko depresorea
- Objektuak eramateko gailuen garraiorako kaxa

LAGINA JASOTZEKO TEKNIKA

(ikus 1. irudia) Grahamen testa (zizareak detektatzea)

1. Jarri 4 cm luze x 1-2 cm zabal den zelo gardeneko zerranda bat mihiko depresore baten muturrean, alde itsasgarria kanporantz duela.
2. Goizean, garbiketarik egin aurretik, ipurmasailak bereizi eta zelo-zerranda uzkiaren ertzetan jarri, arrautzak itsatsita gera daitezen.
3. Itsatsi zelo-zerranda objektuak eramateko gailuen gainean.
4. Laborategira objektuak eramateko kutxa batean bidaltzea edo, bestela, ondo itxitako eta behar bezala identifikatutako gutun-azal batean.
5. Lagina hartu ondoren, eskuak ondo garbitu urez eta xaboiz.



KOPURUA

- Ondoz ondoko edo txandakako egunak (egun berean jaso gabeak).

LABORATEGIAN ENTREGATZEKO EPEA

- Giro-tenperaturan mantendu.
-
- -Gehienez 48 ordu

Osatua: 2020ko abendua

IO-LABORATORIO –MIKROBIOLOGIA-06

Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionaliei.