



KARKAXA BILTZEA MIKOBAKTERIOAK KULTIBATZEKO

BEHARREZKO MATERIALA

Ontzi esterila (aho zabaleko flaskoa)



LAGINAK HARTZEKO TEKNIKA

1. Ahal dela, goizeko lehen lagina bilduko da.
2. Ahoa urez garbitu; hortzordeak izanez gero, kendu karkaxa jaso aurretik.
3. karkaxa lortzea, zuzenean edukiontzi esterilean espektorazio sakona egin ondoren.
4. Lagina jaso ondoren, identifikatu lagina hartu den eguna eta ordua eta pazientearen izen-abizenak dituen ontzia
5. Gehienez ere hiru karkaxa bilduko dira hiru egun desberdinetan.

KOPURUA

- Ahal bada, 5-10 ml.

LABORATEGIAN ENTREGATZEKO EPEA

- Gomendatua: bigarren edo hirugarren lagina entregatu arte (48-96 ordu).
- Laborategira berehala bidaltzen ez bada, hoztu 2-8 °C-an.